




Medyczne systemy przełączania gazu i kolektory

579 Mikrogłówki kolektorów medycznych



Mikrogłówki kolektorów medycznych z serii 579 są przeznaczone do użycia z systemami 570 i 571 Medical IntelliSwitch oraz awaryjnym systemem rezerwowym 573 od CONCOA dla instalacji gazów medycznych poziomu 1. i poziomu 2. Modułowa, dopasowana do potrzeb struktura mikro kolektora obsługuje zarówno ciecze kriogeniczne i źródła wysokociśnieniowe, w obu przypadkach zapewniając niezmiennie wysoki przepływ. Seria 579 spełnia wymagania NFPA 99 dla tego typu instalacji i uzupełnia się z wszystkimi systemami rurociągów medycznych od CONCOA tworząc w pełni kompatybilny system. Każdy produkt posiada oznaczenie określające rodzaj obsługiwanej gazu, a także wszelkie elementy potrzebne do szybkiego i bezpiecznego montażu.

Parametry Zaawansowane

- Mikrogłówka z czterema modułowymi wlotami dolnymi 1/2" wew. NPT: instalacje z możliwością rozbudowy
- Górny port NPT wew. 1/2" : do instalacji wymaganego przez NFPA 99 kriogenicznego zaworu bezpieczeństwa
- Wylot NPT zew. 1/2" : pasuje do wszystkich systemów rurociągów medycznych od CONCOA
- Wloty zaworów bezzwrotnych CGA właściwe dla danego gazu: wymóg NFPA 99
- Zestawy rozszerzające: łatwa rozbudowa systemu
- Duży wybór przewodów: 24" miedziane przewody typu pigtail dla wysokociśnieniowych systemów tlenowych
- 36" lub 72" przewody typu pigtail z rdzeniem PTFE w oplocie ze stali nierdzewnej dla pozostałych gazów
- Płytkę bezpieczeństwa w razie skrajnego nadciśnienia: gwarantuje bezpieczne działanie

Zestawienie

Rurociągi gazów medycznych

V | ^ } ^ W U U
 (E : [c | b Ø
 U [a c | ^ } ^ \ a e : [c ^ ^ W U U
 Ö , ^ c | ^ } ^ \ a , * | a e W U U
 U [, a c | : ^ ^ W U U
 P ^ | ^ W U U
 T a ^ : e } \ a { ^ a ^ & : } ^

Placówki medyczne

U :] a e e | ^ e | ^ } c | a e & @ a i ^ i * a e : } ^
 \ | a } \ a | e | \ [{ [i ^ a @ a] ^ | a e | ^ & : } ^ e
 \ | a } \ a | e | a ^ } c ^ c ^ & : } ^ e | a : e | y e e a ^ a [] a ^ \ a |
 a y ^ * [c | a i { a } [, ^ | e | a [{ ^ a [] a ^ \ a

Tworzywo

Korpus z mosiądzu

Właściwości

Maksymalne ciśnienie wlotowe

3,000 PSIG (210 BAR)

Zakres temperatur

0 do 140°F (-18° do 60°C)

Złącze wylotu

1/2" NPT

Waga

15 lbs. (6.8 kg)

Warranty

EXTENDED WARRANTY

* , a e | e } & b | a } a e | e } a | : | a ^ \ c

