

Regulatory medyczne


Tlen (cd.)



Wskaźniki

Modele od 806 4539 do 806 4544 mają rozmaite zastosowania w opiece domowej i szpitalnej w połączeniu z namiotami tlenowymi, maskami, nawilżaczami, kaniulami i rozpylaczami. Dostępne są różnorodne złącza--dokręcane kluczem, dokręcane ręcznie, typu yoke--które pasują do najbardziej popularnych metod przyłączania małych, średnich i duży butli. Modele te gwarantują dokładność przepływu i zawsze nastawialny przepływ zaopatrzenia, który może wynosić 1-8 l/min lub 1-15 l/min.

Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Tlen	806 4539	1-15l/min	540	1240
	806 4540	1-15l/min	540-H	1240
	806 4541	1-15l/min	870 (Yoke)	1240
	806 4542	1-8l/min	540	1240
	806 4543	1-8l/min	540-H	1240
	806 4544	1-8l/min	870 (Yoke)	1240




Model 806-4541

Regulatory nastawne

W modelach od 806 4548 do 806 4550 w prosty sposób można ustawić ciśnienie z zakresu 0-100 PSI. Regulatory posiadają standardowe łatwe do odczytania, kodowane kolorami, duże mierniki z serii 4500. Wybrane i nastawione ciśnienie pozostaje niemal identyczne, aż do opróżnienia butli. Regulatory te są stworzone do intensywnego użytkowania w szpitalnych laboratoriach i innych profesjonalnych placówkach opieki zdrowotnej.

Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Tlen	806 4548	0-100 PSI	540	1240
	806 4549	0-100 PSI	540-H	1240
	806 4550	0-100 PSI	870 (Yoke)	1240




Model 806-4550

Regulatory stałe

Modele 806 4551, 4552 i 4545 regulatorów stałych stworzone zostały z myślą o zastosowaniach wymagających stałego przepływu. Są one wyposażone w sprężynowy zawór bezpieczeństwa zamykający się po zadziałaniu, który ochrania zarówno sprzęt, jak i operatora, przed nadmiernie wysokim ciśnieniem.

Obsługa	Nr modelu	Zakres	Wlot CGA	Wylot DISS
Tlen	806 4551	0-100 PSI	540	1240
	806 4552	0-100 PSI	540-H	1240
	806 4545	0-100 PSI	870 (Yoke)	1240



Model 806-4545